
Oznámení dostupnosti nových mini CD-ROM disků

Ve snaze o informovanost zákazníků si Siemens Healthcare Diagnostics dovoluje oznámit uvolnění nových mini-CD-ROM disků pro použití v počítačích hematologických systémů ADVIA®.

Informace

Počínaje srpnem 2013, Siemens přestává dodávat systémové počítače s 3,5 palcovou disketovou jednotkou. 3,5 palcové diskety již nebudou dále standardním vybavením pro systémové počítače. Od této doby budou všechny nové systémové počítače vybaveny pouze CD-ROM jednotkou a USB portem.

K přípravě na tuto změnu budou šarže TESTpoint kontrol vyrobené od srpna 2013 obsahovat jak 3,5 palcovou disketu, tak mini CD s referenčními hodnotami kontrol. Takto budou kontroly dodávány zhruba 1 rok, aby byl zabezpečen hladký přechod všech zákazníků. Po této přechodné době budou hodnoty kontrol již dodávány pouze na mini-CD a příbalovém letáku.

Akce

Aby byly všechny hematologické systémy ADVIA schopny pracovat s novými mini-CD disky kontrol TESTpoint, Váš autorizovaný servisní technik musí provést jednorázový update Vašeho systémového počítače. Pokud ještě nebyl proveden, bude Vás kontaktovat technická podpora k naplánování data zákroku.

V případě dotazů nebo potřeby podrobnějších informací se prosím obraťte na technickou podporu distributora.

Děkujeme za Vaši podporu produktů Siemens Healthcare Diagnostics.

Ochranná známka

ADVIA je ochrannou známkou Siemens Healthcare Diagnostics.