

HOOD05162003244171

**CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test**  
**CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test**

## **SARS-CoV-2 mutace Omicron - update k soupravě**

---

Dne 26. listopadu 2021 byla označena organizacemi WHO i ECDC B.1.1.529 nová varianta viru, která byla pojmenována jako Omicron. Společnost Siemens Healthineers provedla interní hodnocení, aby potvrdila, že tato nová varianta neovlivní vlastnosti soupravy CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test. Stejně jako ostatní varianty, má varianta Omicron mutace na spike proteinu. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigenní test není zaměřena na testování spike proteinů, ale pro detekci viru SARS-CoV-2 využívá záchyt nukleokapsidových proteinů. Společnost Siemens Healthineers se zavázala monitorovat všechny současné a nově vznikající varianty (VOC), aby výsledky testů zůstaly přesné a spolehlivé.

\*Není dostupné v U.S. Dostupnost produktu se liší dle země. Distribuováno Siemens Healthineers.